

# PRODUKTDATABLAD

## Dansac TRE Seal tætningsring

Tætningsringen har tre niveauer af hudbeskyttelse, hvor der især er fokuseret på den tredje egenskab:

1. Høj klæbeevne og formbar med sikker vedhæftning til huden samt nem aftagning efter brug
2. Har stor absorption af fugt og output uden at tabe af sammenhængskraft
3. Håndterer effektivt de hudskadelige enzymer, der er i outputtet fra stomien

Tætningsringen har en pH-buffer, der hjælper til at opretholde naturlig sund hud. Naturlig hud er svag syrlig med en pH-værdi på 4-6. Hvis fordøjelsesenzymerne kommer i kontakt med huden, kan de påvirke denne pH-værdi og dermed mulig nedbrydning af hudcellerne, som kan lede til hudirritation.

PH-bufferen fremmer et hudvenligt miljø ved at skabe et fjendtligt miljø for fordøjelsesenzymerne under ringen.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	CMC, polyisobutylene, pektin, PE fibre
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og frostfrit. Undgå direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Dansac TRE Seal tætningsring

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0392892	Dansac TRE Seal	tætningsring, formbar, 2,3 mm, hul 18 mm	Ø 48 mm	Æske á 10 stk.	072-48
0982893	Dansac TRE Seal	tætningsring, formbar, 3,0 mm, hul 30 mm	Ø 57,5 mm	Æske á 30 stk.	072-30
0392894	Dansac TRE Seal	tætningsring, formbar, 3,0 mm, hul 40 mm	Ø 70 mm	Æske á 30 stk.	072-40
0392895	Dansac TRE Seal	tætningsring, formbar, 2,3 mm, hul 27 mm	Ø 57 mm	Æske á 10 stk.	072-57
0392896	Dansac TRE Seal	tætningsring, formbar, 2,3 mm, hul 18 mm	Ø 98 mm	Æske á 3 stk.	072-98